



GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647/34744

AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. VG 554 / 2018

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 10972/36394 din 02.11.2017 și a completărilor ulterioare înregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 11484/36847 din 17.11.2017,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

SPITALUL GENERAL C.F. GALAȚI

din Galați, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, Jud. Galați, cod poștal 800223 tel. 0236/411.613
persoană juridică conform Legii nr. 95/2006, republicată

să
UTILIZEZE

instalații radiologice, în cadrul:

Laboratorului de RX-diagnostic

situat în: Galați, str. Moruzzi nr. 5-7, Etaj 1, Jud. Galați,

În conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 20.03.2018

Expiră la data de: 30.05.2022



ANEXA Nr. 1
la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul
nuclear nr. VG 554 / 2018
privind utilizarea instalațiilor radiologice

I. LIMITE:

1. Instalația de RX-diagnostic pentru mamografie, tip ALPHA RT, seria 8720/2003.
cu următoarea componență:

- generator de înaltă tensiune, model THF, seria 8720 /2003
- post comanda, model ALPHA RT, seria: 8720 /2003
- tub RX, model M113, seria 76573-3P /2003
- cupola, model tip B 112, seria H 76573 /2003
- sistem de detecție RX, cu filme radiologice (casete MC-200, dimensiuni: 18 x 24 cm, 24 x 30 cm)

Parametrii instalației:

- tensiunea maximă în tubul RX: 35 kW
- intensitatea maximă a curentului în tubul RX: 100 mA

Producător: Instrumentarium Imaging – Finlanda
Posedă: A.S.R. nr. MN 218/2001

2. Instalația de RX - diagnostic două posturi, un post scopie și un post grafie, tip KLINOGRAPH 4-2 CP 2E MUTIX VERTIX, seria 01019 /1994, cu următoarea componență:

- generator, tip Polymat 50, seria 02328 S10/f.a.
- pupitru de comandă, tip Polymat 50, f.s./f.a.

Postul I – scopie:

- cupolă, tip BI 150/30/52 R – 100, seria 03844 S06/1993
- tub RX, tip BI 150/30/52 R, seria 634894 S06/1993
- masă basculantă, tip KLINOGRAPH 4 – 2, seria 01019 S10/f.a.
- amplificator de imagine, tip SIRECON 23 – 3 HDR – X, seria 01187/f.a.
- colimator, tip 0946 012 G444G/G028G, seria 13066 S10/1993
- sistem de măsurare a produsului doză-suprafață, tip VACUDAP 2004, seria 0601593, compus din camera de ionizare, seria 06 01593 și modul de afișaj, seria 06 11039, an de fabricație nespecificat

Postul II – grafie:

- cupolă, tip Optilix 150/40/73 C – 100L, serie 05536 S06/1993.
- tub RX, tip Optilix 150/40/73 C, serie 631717 S10/1993
- masă pentru pacient, tip Multix CP, serie 01035 S10/1993,
- stativ vertical, tip Vertix 2E, serie 02675 S10/1993,
- colimator manual, serie 02778 S01/1993
- coloană port tub, f.s./f.a.
- sistem de măsurare a produsului doză-suprafață, tip VACUDAP 2004, compus din camera de ionizare, seria 17 03323 și modul de afișaj, seria 17 14037, an de fabricație 2017



Parametrii instalației:

- tensiunea maximă în tubul RX: 150 kV
- intensitatea maximă a curentului în tubul RX: 800 mA

Producător: Siemens A.G. – Germania

Posedă A.S.R. nr. L 31/1996

II. CONDIȚII:

1. Începând cu data emiterii prezentei autorizații de utilizare, autorizația de utilizare nr. CG 1059/2017 își încetează valabilitatea.
1. Se vor efectua lucrările de mentenanță (întreținere și verificare) recomandate de producător cu periodicitatea prevăzută în manualele de service ale instalațiilor radiologice și semestrial se vor verifica parametri tehnici nominali și de securitate radiologică de către un operator autorizat de C.N.C.A.N. pentru desfășurarea acestui tip de activitate, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată în M. Of. Partea I nr. 552/2006. Buletinele de verificare periodică se vor păstra la utilizator pentru a fi prezentate, la cerere, organelor de control.
2. Activitățile în cadrul Laboratorului de roentgendiagnostic se vor desfășura în conformitate cu:
 - Programul de radioprotecție stabilit și implementat în baza art. 4 alin. (4) lit. a) din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, publicate în M. Of. Partea I nr. 924/2003;
 - Procedurile specifice practicii de radiologie de diagnostic desfășurate cu instalațiile radiologice, ca parte a sistemului de management al calității (asigurarea calității), stabilit și implementat conform prevederilor art. 18 și 19 din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, publicate în M. Of. Partea I nr. 924/2003 și art. 4 alin. 3 din Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, publicate în M. Of. Partea I nr. 446/2002.
3. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al C.N.C.A.N. (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88).

III. PERSONALUL CU RESPONSABILITĂȚI:

Responsabilul cu securitatea radiologică:

- **SIMIONICĂ DANIELA MARIA** - permis de exercitare nivel 2, nr. 600/2017

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC:

- 1 - pentru instalația radiologică tip ALPHA RT
- 3 - pentru instalația radiologică tip KLINOGRAPH 4-2




ANEXA Nr. 2

la autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul
nuclear nr. VG 554 / 2018
privind *utilizarea instalațiilor radiologice*

1. Punctele de măsurare a câmpurilor de radiații din zonele controlate și zonele adiacente, stabilite în conformitate cu prevederile art. 86, al. (3) din **Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională**, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 924/23.12.2003, sunt prezentate în desenul reprodus mai jos.

2. Frecvența măsurătorilor se va stabili în conformitate cu prevederile art. 86, al. (5), din aceste norme.



SPITALUL GENERAL CF GALATI

CPIAAM

Nr. 1210 / 28.01.2022

Dr. Ioan Mariana

Medici sefi
Sectii / Compartimente
28.01.2022

Catre,

Medici sefi Sectii/Compartimente/Ambulatoriu de specialitate

As sefi Sectii/Compartimente/Ambulatoriu de specialitate

Spre stiinta:

RMC

Va transmitem alaturat, conform Ord 1761/2021, "Proceduri privind igiena mainilor, in functie de nivelul de risc".

Va rugam sa instruiti tot personalul din subordine, sa intocmiti un proces verbal de instruire care va fi inregistrat in registrul specific existent la CMC sis a transmiteti procesul verbal la CPIAAM. Tabelele le veti preda la secretariatul unitatii si la CPIAAM pana la data de 15.02.2022.

Anexam alaturat aceste proceduri pe care le veti afisa la fiecare punct de spalare a mainilor personalului medical.

Medic primar epidemiolog

Dr. Ioan Mariana



As.igiena,

Artene Florenta

Artene Florenta

PROCEDURI IGIENA MAINILOR IN FUNCTIE DE NIVELUL DE RISC

Nivelul de risc	Proceduri aplicate	Indicații
Minim	Spălare simplă cu apă și săpun	- când mâinile sunt vizibil murdare; - la începutul și sfârșitul programului de lucru; - după utilizarea grupului sanitar; - în caz de contact cu produse biologice; - în cazul pacienților cu infecție cu <i>Clostridioides difficile</i>
Intermediar	Dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică (metoda de elecție) sau Dezinfecție igienică prin spălare cu apă și săpun	- înainte de contactul cu pacientul; - înainte de proceduri aseptice; - înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu lichide biologice; - după contactul cu pacientul; - după contact cu mediul ambiental al pacientului
Înalt	Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare cu soluții hidroalcoolice*) *) Aplicarea alcoolului se va face pe mâna uscată. sau Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare cu apă și săpun chirurgical (pe bază de povidoniodine sau clorhexidină), urmată de clătire cu apă filtrată și ștergere cu prosop steril	- înainte de orice intervenție chirurgicală; - înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical (minim invazive)

Volumul de dezinfectant utilizat va fi conform recomandărilor producătorului. Se vor folosi doar produse avizate pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor.

Medic primar epidemiolog,

Dr. Ioan Mariana



As. igiena,

Artene Florenta